

Мойка ультразвуковая «ОЧИСТИТЕЛЬ»

Ультразвуковая мойка предназначена для очищения зубных протезов и ухода за ювелирными изделиями. Принцип работы «Очистителя» заключается в воздействии на загрязнившуюся поверхность ультразвуковых волн с частотой в 5 800 колебаний в минуту. Создаваемые волны проникают в труднодоступные места (скрытые внутренние части изделия) и за счет механического воздействия на поверхность удаляют налет и загрязнения, оседающие на изделиях.



Способ применения:

Для чистки зубных протезов

1. Вставить батарейки в устройство (батарейки не входят в комплект).
2. Поместить зубные протезы в контейнер на 10-15 минут с добавлением обычного средства для замачивания зубных протезов.

Для чистки ювелирных изделий

3. Вставить батарейки в устройство (батарейки не входят в комплект).
4. Поместить ювелирное изделие в контейнер на 10-15 минут (в зависимости от степени загрязнения) с добавлением проточной воды.

Рекомендации по уходу:

Промывайте контейнер устройства под проточной водой перед каждым перезапуском.

Материал: пластик, металл.

Работает от 2 батареек типа «АА».